

Carros, Sistemas de Pared y Soportes Móviles

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Carro de monitor de paciente



Carro ladeado



Carro de ultrasonidos



Carro multifuncional



Carro reconocimiento



Carro de enfermería



Montura de pared



Otros

Posibilidad de personalización



T10-70230-2100

Carro móvil (altura ajustable)

Especificaciones:

- Hecho con material de aleación de aluminio
- Plato de montaje corredero
- Base de estrella: 70cm de diámetro
- Altura: 80cm-125cm ajustable
- Peso máximo: hasta 30kg
- Color: Plateado Estándar



T10-60230-1110

Carro móvil (altura ajustable)

Especificaciones:

- Hecho con material de aleación de aluminio
- Plato de montaje corredero
- Base de estrella: 70cm de diámetro
- Altura: 80cm-125cm ajustable
- Peso máximo: hasta 30kg
- Color: Plateado Estándar/ Blanco



T10-64120-1101

Carro móvil (altura fija)

Especificaciones:

- Hecho con material de aleación de aluminio
- Plato de montaje corredero
- Base de estrella: 60cm de diámetro
- Altura: 105cm fijos
- Peso máximo: hasta 30kg
- Color: Plateado Estándar/ Blanco



T10-50230-1110

Carro móvil (base cóncava)

Especificaciones:

- Hecho con material de aleación de aluminio
- Plato de montaje corredero
- Altura: 70cm-115cm ajustable
- Gancho para cables disponible
- 2 cestas
- Peso máximo: hasta 30kg
- Color: Blanco Estándar



T10-60130-0011

Carro móvil de endoscopio

Especificaciones:

- Hecho con material de aleación de aluminio
- Varias ruedas disponibles (1.5"2"3")
- Base de estrella: 60cm de diámetro
- Peso máximo: hasta 8kg
- Color: Blanco/ Plateado



T10-61130-110E

Carro móvil con brazo de ganchos

Especificaciones:

- Hecho con material de aleación de aluminio
- Ganchos para manejo de cables
- Base de estrella: varias bases disponibles
- Altura: 70cm-110cm ajustable
- Peso máximo: hasta 30kg



T10-64130-1100W

Carro móvil ladeado (altura fija)

Especificaciones:

- Hecho con material de aleación de aluminio
- Soporte para LCD
- Base de estrella: base cóncava de 60cm
- Altura: 100cm fijos
- Peso máximo: hasta 30kg
- Color: Plateado Estándar



T10-60230-0010AB

Carro para instrumentos

Especificaciones:

- Hecho con material de aleación de aluminio
- Ruedas: 7.3cm de diámetro
- Base de estrella: 60cm de diámetro
- Altura: 60cm-105cm ajustable
- Peso máximo: hasta 30kg
- Color: Blanco Estándar



T10-AB1

Carro móvil para instrumentos

Especificaciones:

- Hecho con material de ABS, fácil de limpiar
- Cajón empotrado
- Portador de gel y sonda opcional
- Tamaño de mesa: 33cmx64cm



SHC70

Carro móvil

Especificaciones:

- Altura ajustable
- Plato de montaje corredero
- Base de estrella: fiable y compacta
- Peso máximo: hasta 30kg
- Color: Plateado Estándar



SHC71

Carro de ultrasonidos

Especificaciones:

- Altura ajustable
- Base de estrella: fiable y compacta
- Peso máximo: hasta 30kg
- Color: Plateado Estándar



SHC72

Carro para instrumentos

Especificaciones:

- Altura ajustable
- Base de estrella: fiable y compacta
- Peso máximo: hasta 30kg
- Color: Plateado Estándar



SHC10

Carro multifuncional

Especificaciones:

- Altura ajustable hasta 240mm
- Válido para todo tipo de dispositivos, portátiles...
- Base de estrella: 570x510mm
- Peso máximo: hasta 50kg
- Batería de litio opcional



SHC20

Carro multifuncional

Especificaciones:

- Altura ajustable hasta 240mm
- Válido para todo tipo de dispositivos, portátiles...
- Base de estrella: 570x510mm
- Peso máximo: hasta 80kg
- Batería de litio opcional



SHC30

Carro multifuncional

Especificaciones:

- Altura ajustable hasta 240mm
- Válido para todo tipo de dispositivos, portátiles y pantallas.
- Base de estrella: 570x510mm
- Peso máximo: hasta 80kg
- Batería de litio opcional



SHC40

Carro de enfermería

Especificaciones:

- Altura ajustable hasta 240mm
- Válido para todo tipo de dispositivos, portátiles y pantallas
- Base de estrella: 570x510mm
- Peso máximo: hasta 80kg
- Batería de litio y cajón diferente opcionales



SHC50

Carro de reconocimiento exprés

Especificaciones:

- Altura no ajustable
- Válido para reconocimientos exprés en camilla
- Base de estrella: 570x515mm
- Peso máximo: hasta 80kg
- Batería de litio y diferentes herramientas opcionales



SHC60

Carro multifuncional de enfermería

Especificaciones:

- Bombas de suministro de medicamentos, terapias de infusión y elementos de operaciones de enfermería integrados
- Válido para todo tipo de dispositivo, portátil y pantalla
- Peso máximo: hasta 100kg
- Batería de litio y diferente cajón y cesta opcionales



Sino-Hero(Shenzhen)Bio-Medical Electronics Co.,Ltd

Address:Unit 608,6/F.,First Building,ZhongXing Industrial Park,
Chuangye Road,Nanshan District, Shenzhen 518054, P.R. China
Tel:+86-755-2640 8541 Fax:+86-755-2642 0566
E-mail:sales@sinoheromed.com
Website: www.sinoheromed.com

Monturas de pared



V10-0011-01

Montura de pared de altura fija

-Cesta de 6L permite portar varios objetos de forma organizada (opcional)



V10-1011-01

Montura de pared estándar

Especificaciones:

- Cierre vertical con cierre de pomo
- Longitud estándar: 30cm
- Peso máximo: hasta 18kg
- Color: Plateado Estándar



V10-1011-02

Montura de pared de brazo móvil

- Cierre vertical con cierre de pomo
- Diseño de poste para permitir opción a acoplar elementos
- Tamaños varios disponibles
- Ajuste de giro e inclinación

Otros y opciones



Brazos de soporte varios

Soporte para ventilador, electrocardiógrafo, monitor de paciente, etc.



Gancho simplificado

- Ideal para instrumentación médica pequeña (menos de 18 lbs)
- Diseño PUT-GO para ahorrar tiempo
- Diseño plegable para ahorrar espacio



Abrazadera para barandilla de la cama/ barra

- Tamaño: varios tamaños disponibles
- Solución versátil para asegurar pequeños dispositivos
- Longitud ajustable para diversas aplicaciones



Bases de estrella varias

- Tamaños de 70/60/40 etc cm disponibles
- Acero/ hidronalio/ policarbonato etc disponibles



Ruedas giratorias varias disponibles

- Tamaños de 1.5"/2"/3"/4"/5" disponibles
- Nilón, poliuretano termoplástico, goma termoplástica disponibles



Cestas varias disponibles

- Cesta de asas de 9L
- Cesta estándar de 9L
- Cesta de 6L
- Diseño personalizado

***Todas las especificaciones pueden ser personalizadas**

