




Lecturas precisas de la
presión arterial diurna y
nocturna

Con más de 30 años dedicados a desarrollar nuestra patentada tecnología de primera categoría sobre la Presión Arterial (BP), estamos seguros de que no nos quedaremos atrás, por lo que tú tampoco lo harás. Es nuestro legado. Es SunTech Medical. Es la diferencia en el diagnóstico clínico.

HOLTER OSCAR 2™

El Sistema Oscar 2™ de SunTech Medical® establece el modelo en la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) de 24 horas utilizando tecnología patentada de tolerancia al movimiento, cumpliendo con los estándares clínicos más altos, optimizando el confort del paciente a través de la innovación, permitiendo a los clínicos un análisis interpretativo práctico e incorporando los últimos avances en monitorización.

El MAPA Oscar 2 se prueba de forma independiente para cumplir con los requisitos de precisión y rendimiento de la Sociedad Británica de Hipertensión, la Sociedad Europea de Hipertensión Internacional y los estándares AAMI-SP10. Este sistema viene con manguitos patentados Orbit™ ABPM así como con un software interpretativo AccuWin™ Pro 4 y como novedad existen características opcionales para la medición de la presión arterial central (SphygmoCor) y conexión Bluetooth a través de una aplicación móvil para diario de pacientes True24.

Tolerancia de movimiento SunTech
Validaciones Clínicas
Manguitos ORBIT patentados
Software AccuWin Pro 4



MANGUITOS ORBIT DE PRESIÓN ARTERIAL

El manguito Orbit patentado por SunTech está diseñado específicamente para aplicaciones de monitorización ambulatoria de presión arterial. Este manguito está compuesto de una malla suave que abraza cuidadosamente el brazo para mantener la colocación del manguito y de esta forma proporcionar mayor confort del paciente durante un período de tiempo prolongado (no precisa hebillas para su sujeción).




	MAPA	SphygmoCor	Bluetooth
Oscar 2	✓		
Oscar 2 con Bluetooth	✓		✓
Oscar 2 con SphygmoCor	✓	✓	
Oscar 2 con Bluetooth y SphygmoCor	✓	✓	✓



ACCUWIN PRO™ 4 SOFTWARE

AAccuWin Pro 4 es un programa sencillo de manejar, basado en Windows®, que permite la configuración, el análisis, la interpretación y la presentación de estudios ABPM. Gracias a él, usted puede descifrar rápidamente los datos, creando resúmenes interpretativos, de acuerdo con las directrices de AHA, ESH o JNC 7, para:


- ▶ Análisis automatizados de los niveles normales de la Presión Arterial.
- ▶ Síndrome de la bata blanca.
- ▶ Periodo día-noche.



CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SphygmoCor incorporado: SunTech Medical se ha asociado con AtCor Medical, el referente en la medición no invasiva de la PA central y la rigidez arterial, para ofrecerle el primer y único Monitor MAPA con tecnología SphygmoCor incorporada. El sistema Oscar 2 ofrece una solución centrada en el paciente con una comodidad sin igual, datos fiables y de confianza.

Bluetooth con True24: La aplicación diario para pacientes True24 * está diseñada para usarse exclusivamente con el dispositivo MAPA Oscar 2 con Bluetooth opcional. Esta aplicación fácil de usar ofrece un tutorial sobre la monitorización ambulatoria de la presión arterial y motiva al paciente para que introduzca información sobre su actividad, postura o síntomas experimentados después de que se tome una medición de la PA. Esta información del diario es extremadamente valiosa, ayudando además a los clínicos a interpretar los datos del estudio de la presión arterial ambulatoria y a tomar decisiones sobre el tratamiento de la hipertensión.



* True24 disponible sólo para iPhone de Apple